



ISO80369 用リファレンスコネクタ (注射器 医療器 検査用コネクタ) Reference Connectors For ISO80369

医療用コネクタの誤接続防止を目的に ISO80369 シリーズの小口径コネクタが制定されました。
それに伴い従来の規格である ISO594-1 及び ISO594-2 が廃止されました。

弊社は国内唯一、ISO80369 用リファレンスコネクタの製作が可能です。

- ・リファレンスコネクタは ISO80369 に定められた、漏れ、分離力、外しトルク、組立易さ、乗り上げ抵抗、応力き裂試験に使用されます。
 - ・リファレンスコネクタ以外にも ISO80369 に対応するテーパ直径検査用のオリジナルゲージも製作しています。
 - ・弊社はゲージ作りで培った高度なラッピング技術により、医療機器に必要とされるテーパ部の品質と高精度な寸法の管理をお手伝いします。
- ※リファレンスコネクタは寸法検査に用いるゲージではなく、ISO80369 に定められた性能試験に使用する装置の一部です。
そのため各試験に応じた設備が必要となります。



《 ISO594-1,-2 に替わり新たに制定された規格 》

ISO594-1,-2 に替わり、新たに制定された規格			
ISO80369-7	テーパゲージ	記載なし	
	リファレンスコネクタ	Fig C.1	ISO594-2 Fig.5 相当
		Fig C.2	ISO594-1 Fig.5 相当
		Fig C.3	ISO594-2 Fig.6 相当
		Fig C.4	ISO594-2 Fig.7 相当
		Fig C.5	ISO594-1 Fig.4 相当
		Fig C.6	ISO594-2 Fig.8 相当

《 新規格コネクタの規格番号 》

新規格コネクタの規格番号		
ISO80369-2	呼吸システム及び駆動ガス用コネクタ	作成中
ISO80369-3	消化管用途のコネクタ	2016年7月制定
ISO80369-4	尿道及び泌尿器用のコネクタ	作成予定
IEC80369-5	四肢カフ膨張用コネクタ	2016年3月制定
ISO80369-6	脊髄軸用途のコネクタ	2016年3月制定
ISO80369-7	血管内 又は 皮下注射器用途のコネクタ	2016年10月制定

株式会社 第一測範製作所

URL <https://www.issoku.jp> E-mail info@issoku.jp

〒947-0044 新潟県小千谷市坪野 826 番地 2 TEL : 0258-84-3911 / FAX : 0258-81-2113

本社営業所	〒947-0044 新潟県小千谷市坪野 826 番地 2	TEL : 0258-84-3916	FAX : 0258-81-2113
東京営業所	〒110-0015 台東区東上野 2 丁目 13 番地 12 号 M&Mビル 7 階	TEL : 03-5812-6722	FAX : 03-5812-6725
名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山 2 丁目 14 番地 1 号 司ビル 3 階	TEL : 052-331-8521	FAX : 052-339-1010
大阪営業所	〒550-0005 大阪市西区西本町 2 丁目 5 番地 28 号 コスモ西本町ビル 4 階	TEL : 06-6533-3296	FAX : 06-6537-2030
北陸営業所	〒930-0034 富山市清水元町 1 番地 18 号 桑島ビル 1 階	TEL : 076-423-5335	FAX : 076-494-2202

■ ISO80369-7 シリーズ



Fig C.1



Fig C.2



Fig C.3



Fig C.4



Fig C.5



Fig C.6